

## 满足苛刻应用需求的定制 Ptfе 微波消解容器

货号: PL-1003



### 简介

高纯度聚四氟乙烯微波消解器，用于安全、无污染的样品制备。是 ICP-MS、AAS 和痕量分析的理想选择。可定制尺寸。

[了解更多](#)

产品规格	内口直径 (毫米)	本体直径 (毫米)	带盖高度 (毫米)
聚四氟乙烯消化容器 30 毫升	25	42	105
聚四氟乙烯消化容器 50 毫升	29	47	110
聚四氟乙烯消化容器 100 毫升	50	62	143
聚四氟乙烯消化容器 200 毫升	53	69	163