

定制 Ptfе 聚四氟乙烯部件制造商 Ptfе 清洁架

货号: PL-1015



简介

实验室和半导体用高纯度 PTFE 花篮。耐化学腐蚀，-180°C 至 +250°C，可定制尺寸。立即联系 KINTEK！

[了解更多](#)

标准选项：直径*槽宽*适用容量

45*1.5 毫米*100 毫升

45*2.5 毫米*100 毫升

60*1.5 毫米*250 毫升

60*2.5 毫米*250 毫升

80*1.5 毫米*500 毫升

80*2.5 毫米*500 毫升

90*1.5 毫米*1000 毫升

90*2.5 毫米*1000 毫升