

用于先进科学和工业用途的定制聚四氟乙烯容量瓶

货号: PL-1018



简介

实验室用优质 PTFE 容量瓶 - 耐化学腐蚀、不粘、测量精确。是半导体、医疗和分析应用的理想之选。立即购买！

[了解更多](#)

容量 (毫升)	内口径 (毫米)	最大外径 (毫米)	总高度 (毫米)	重量 (克)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965