

## 用于实验室和工业应用的可定制聚四氟乙烯坩埚

货号: PL-1006



### 简介

实验室用高纯度 PTFE

带盖坩埚。耐化学腐蚀、不粘、耐用。是样品消解、AA、ICP-MS 的理想选择。可定制尺寸。

[了解更多](#)

容量	顶部外径 (毫米)	底部直径 (毫米)	总高度 (毫米)
20 毫升	38	30	55
25 毫升	39	30	55
30 毫升	48	30	56
50 毫升	51	33	67
100 毫升	61	43	70
250 毫升	79	50	107