

可定制的聚四氟乙烯刮刀和铲刀，满足苛刻的应用要求

货号: PL-1017



简介

用于实验室、半导体和化学工业的高纯度 PTFE 刮刀和铲子。耐化学腐蚀、不粘、耐用的工具，可精确处理材料。可提供定制解决方案。

[了解更多](#)

类型	宽度 (毫米)	长度 (毫米)	厚度/高度 (毫米)	手柄长度 (毫米)
刮刀	40 毫米	90 毫米	5 毫米	-
刮刀	60 毫米	120 毫米	5 毫米	-
刮板	100 毫米	150 毫米	5 毫米	-
刮板	150 毫米	200 毫米	5 毫米	-
刮板	200 毫米	200 毫米	5 毫米	-
刮板 (T 型刮板)	150 毫米	120 毫米	5 毫米	-
刮板杆	10 毫米	120 毫米	10 毫米	-
刮板条	15 毫米	120 毫米	5 毫米	-
铲子 (平底)	60 毫米	120 毫米	30 毫米	铲 (平底)
铲 (平底)	100 毫米	120 毫米	40 毫米	120 毫米
铲 (平底)	120 毫米	150 毫米	60 毫米	100 毫米
铲 (平底)	160 毫米	200 毫米	50 毫米	1000 毫米
铲 (平底)	170 毫米	220 毫米	70 毫米	115 毫米
铲 (弯底)	110 毫米	150 毫米	80 毫米	100 毫米
铲 (弯底)	110 毫米	220 毫米	100 毫米	120 毫米
平铲 (长柄)	150 毫米	80 毫米	10 毫米	900 毫米
平铲 (长柄)	150 毫米	100 毫米	30 毫米	800 毫米
平铲 (长柄)	200 毫米	150 毫米	15 毫米	500 毫米